

È giunta l'ora
di una nuova specie



Promozione valida fino al 30 giugno 2011

S220TR HYBRID

Entra nel mondo delle promozioni
Stern Weber e scopri l'evoluzione
della gamma.





Configurazione **S220 TR HYBRID** ambidestro quando serve, polifunzionale sempre

TAVOLETTA MEDICO AMBIDESTRA su doppio braccio articolato. Rotazione DX SX 340°.

Supporto appoggiastumenti in silicone asportabile e autoclavabile

Sistema di bloccaggio automatico della leva di richiamo strumenti dinamici

Dispositivo automatico anti-retrazione dei liquidi ai manipoli

Cordoni strumenti rimovibili per la loro facile igienizzazione

Sistema di preselezione automatica dello strumento estratto

Consolle medico con display LCD facilmente rilocabile DX SX

Tavoletta portatray size 2 in acciaio inox estraibile e autoclavabile

1. **MODULO Midwest** per turbine 4 vie LED
2. **MODULO MM** a induzione 1K - 40K 3Ncm LED
3. **MODULO Siringa** 6 funzioni
4. **MODULO Ablatore SC-A3 LED**

GRUPPO IDRICO A TERRA con bacinella smontabile, rotazione 270°

Gruppo fontanelle e appoggiabicchiere estraibili e disinfettabili

Collettore di aspirazione con 2 filtri separati

Sistema di lavaggio automatico delle condotte (Flushing)

Sistema autonomo di alimentazione e disinfezione (Sanaspray)

Sistema automatico di lavaggio e disinfezione del sistema di aspirazione

TAVOLETTA ASSISTENTE AMBIDESTRA a tripla articolazione,

due cannule di aspirazione, alloggiamento per siringa supplementare, lampada polimerizzante e telecamera C-U2.

LAMPADA VENUS PLUS-L LED - Intensità luminosa 50.000 lux - Temperatura colore 5.000 K.

Rotazione su 3 assi - Schermo di protezione ermetico, maniglie estraibili e autoclavabili. Consumo 10 W.

POLTRONA STERN 320P Poltrona elettromeccanica salita/discesa Hcm.41 - Hcm.81

Trendelemburg sincrono al movimento dello schienale

Appoggiatesta Atlas 3 con regolazione orbitale a bloccaggio automatico

Sistemi di sicurezza antischiacciamento su base poltrona e schienale

Avvio/Arresto del sistema di aspirazione con comando a base poltrona (Stop Vacuum)

Imbottiture in materiale confortevole, costampato e senza cuciture.

Comando a piede multifunzionale



Stern Credit - Leasing finanziari specifici.

Esempio:

• Leasing 8 mesi a **150,00 €** • Canoni residui 56 mesi **384,00 €**

• Zero spese istruttoria (decorrenza posticipata) • Valore riscatto finale 1% • Assicurazione All Risks inclusa



Soluzioni finanziarie e operative, presso la rete dei distributori Stern Weber

Tutti i prezzi della promozione sono al netto di iva

Acquistando S220 TR HYBRID vi offriamo:

Autoclave SW 17 Plus + **Termosigillatrice SW Millseal Plus**

aggiungendo 56 rate mensili da soli **30,00 €**

Autoclave SW 17 Plus Classe B

- Volume 17 litri - Sistema di carico acqua dall'alto
- Pompa vuoto maggiorata - Tempi ridotti
- Pre-vuoto frazionato a 3 pulsazioni, asciugatura sottovuoto
- 11 programmi di sterilizzazione, Helix / BD Test, Vacuum Test
- Porta USB con pen-drive in dotazione
- Stampante integrata
- Completa di 5 trays

Termosigillatrice Millseal Plus

- Controllo automatico della temperatura, sistema di protezione surriscaldamento
- Stand-by automatico per il risparmio energetico
- Sistema di mantenimento in posizione della carta dopo il taglio
- Scala centimetrata sul piano di lavoro



ora si può, si cambia!

Grazie all'ingegnosa consolle rilocabile e alla straordinaria mobilità delle tavolette, S220TR HYBRID si trasforma oltre i confini della consueta operatività.

340° gradi di libertà

Molto più di un modello ambidestro, S220TR HYBRID è dotato di una tavoletta medico che ruota di 340° per raggiungere posizioni tutt'attorno al quadrante operativo. Anche la tavoletta assistente si sposta liberamente da destra a sinistra e rimane svincolata dalla rotazione della tavoletta medico.

Consolle rilocabile

Semplice come un telecomando, immediato come un cambio canale. Per trasformare la tavoletta, è sufficiente staccare la consolle, ruotarla di 180° la connessione rapida e riposizionarla sul lato opposto.



Opzioni sempre più flessibili

Innovazioni di ultima generazione, strumenti all'avanguardia, prestazioni evolute e qualità Stern Weber.



Nuova scialitica LED

VENUS PLUS - L LED è un nuovo punto di riferimento per l'illuminazione del cavo orale. Perfetta unione fra prestazioni eccellenti ed ergonomia, la nuova scialitica dispone di una doppia parabola orientabile su tre assi che mantiene un asse di illuminazione parallelo alla visuale del medico e garantisce una distribuzione omogenea della luce.

- Intensità luminosa da 6.000 a 50.000 Lux
- Temperatura di colore 5.000 K
- Schermo frontale sigillato ermeticamente
- Maniglie smontabili ed autoclavabili
- Consumi 10W ed alto rendimento luminoso
- Silenziosa, perché priva di ventilazione forzata
- LED garantiti fino a 50.000 ore di funzionamento
- Accensione e spegnimento tramite sensore infrarosso (opzionale)



Pedale wireless opzionale

Il nuovo pedale wireless è particolarmente indicato su S220TR HYBRID, perché consente al dentista di muoversi liberamente attorno alla poltrona senza l'intralcio di fili di connessione al riunito.

Il controllo della poltrona, così come delle altre funzioni, avviene nello stesso modo dei pedali a filo.

Le batterie agli ioni di litio garantiscono un'elevata autonomia operativa.



Nuove funzioni

La pulsantiera incorpora due nuove funzioni: attivazione del dispositivo d'igiene opzionale I.W.F.C. che consente il risciacquo delle tubazioni con acqua di rete e eliminazione dell'immagine a video nel caso sia presente il sistema multimediale.

Una rete di distribuzione e assistenza capillare ed efficiente al vostro servizio

Piemonte e Valle D'Aosta

Torino **Forb** S.p.A. Tel. 011/21790

Organizzazione Giordana

Novara **SL L'Arrocca** S. Tel. 338/4791101

Torino **Giordana A.** S.a.s. Tel. 011/6692163

Lombardia

Brescia **Dental G. Service** S.r.l. Tel. 030/348249

Certosa di Pavia PV **A.B. Dental** S.a.s. Tel. 335/5343701

Como **Blind** S.r.l. Tel. 031/590756

Curno BG **Nordental Divisione Impianti** S.r.l. Tel. 035/507446

Milano **Mazzola Odontosevice** S.r.l. Tel. 02/33603033

Milano **Revello** S.p.A. Tel. 02/27080877

Morbegno SO **Mazzola Odontosevice** S.r.l. Tel. 0342/612442

Trentino Alto Adige

Bolzano **Sanident** S.r.l. Tel. 0471/930244

Trento **Revello** S.p.A. Tel. 045/8238611

Veneto

Peraga di Vigonza PD **Revello** S.p.A. Tel. 049/8936823

Selvazzano Dentro PD **Dental Point** S.a.s. Tel. 049/637288

Verona **Revello** S.p.A. Tel. 045/8238611

Friuli Venezia Giulia - Belluno

Pordenone **Athena** S.r.l. Tel. 0434/513211

Liguria

Genova **Forb** S.p.A. Tel. 010/8356132

Genova **Revello** S.p.A. Tel. 010/3627048

Emilia Romagna

Bologna **Revello** S.p.A. Tel. 051/6312598

Migliarino FE **Farina A. Impianti** Tel. 0533/51144

Piacenza **Dental Service Piacenza** S.n.c. Tel. 0523/755070

Soliera MO **Gasparini** S.n.c. Tel. 059/566559

Villarotta di Luzzara RE **Cominato** Tel. 0522/228033

Toscana

Pistoia **Dentaform** S.r.l. Tel. 0573/368038

Pontedera PI **Dontotec Group** S.r.l. Tel. 0587/294271

Prato **Revello** S.p.A. Tel. 057/4514144

Siena **Med Elettrodentale** Tel. 339/6266479

Marche

Colleamarino AN **Revello** S.p.A. Tel. 071/887116

Umbria

Ponte S.Giovanni PG **Revello** S.p.A. Tel. 075/976609

Lazio

Roma **Carnevale** Tel. 06/21701978

Roma **Pellegrino** S.r.l. Tel. 06/21700303

Roma **Revello** S.p.A. Tel. 06/51601136

Roma **World Line** S.r.l. Tel. 06/30819677

Abruzzo e Molise

Città S. Angelo PE **Revello** S.p.A. Tel. 085/950444

Campania

Napoli **D.L.B.** S.r.l. Tel. 081/5463206

Salerno **Barca Medical** S.r.l. Tel. 089/253600

Puglia e Basilicata

Triggiano BA **Revello** S.p.A. Tel. 080/4551267

Calabria

Santa Maria di Catanzaro CZ **Revello** S.p.A. Tel. 0961/62011

Reggio Calabria **Effegiesse** S.r.l. Tel. 0965/332638

Sicilia

Dental Carry Group

Catania **Dental Carry** S.a.s. Tel. 095/7226471

Messina **Dental Carry** S.a.s. Tel. 090/51090

Palermo **Assidental** S.a.s. Tel. 091/6371386

Carlentini SR **Oins Group** S.r.l. Tel. 095/7835853

Sardegna

Cagliari **Candido Cacace** S.a.s. Tel. 070/565618

Sassari **Revello** S.p.A. Tel. 348/7264489



Stabilimento:

Via Bicocca, 14/C - 40026 Imola (BO) - Tel. +39 0542 653441 - Fax +39 0542 653601
www.sternweber.com - sternweber@sternweber.com